

**permadental**<sup>®</sup>  
Modern Dental Group



**TRIO**<sup>™</sup>  
CLEAR

Korrigiert schonend Ihre  
Zahnfehlstellungen


*35 Jahre*  
Erfahrung mit schönen Zähnen

WEIT MEHR ALS NUR KRONEN UND BRÜCKEN

## Sanft, effizient und modern

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mit der ästhetischen TrioClear™ Schiene ist eine wichtige Therapieform in der zahnmedizinischen und kieferorthopädischen Praxis. Für Jugendliche und Erwachsene hat sich dieses Konzept in vielen klinischen Fällen gleichermaßen bewährt. Es gewährleistet optimale Behandlungsergebnisse, verbunden mit einem hohen Tragekomfort.

Die Anwendungsmöglichkeiten der innovativen TrioClear™ Aligner sind sehr vielseitig. TrioClear™ eignet sich hervorragend für die Behandlung von Patientenfällen, die eine leichte bis mäßige Zahnbewegung erfordern, sowie auch für die Korrektur folgender Zahnfehlstellungen:



Schliessen eines Diastemas



Zu geringes Platzangebot



Deckbiss-Korrektur



Kreuzbiss-Korrektur



Vorbiss-Korrektur



Offener Biss-Korrektur

# Ihre Vorteile auf einen Blick

## effektiv

Die Behandlung erzielt in kurzer Zeit ein optimales und präzises Ergebnis.

## hygienisch

Zur Pflege empfehlen wir die Aligner unter fließendem Wasser leicht mit der Zahnbürste zu reinigen.

**TRIO**<sup>™</sup>  
CLEAR

## entnehmbar

Die Schiene ist jederzeit schnell und einfach aus dem Mund herausnehmbar und wieder einsetzbar (z. B. zum Essen oder zur Reinigung). Dabei kann sie in der mitgelieferten Box aufbewahrt werden.

## preiswert

Die Therapie ist in der Regel wesentlich günstiger als andere Behandlungsarten zur Korrektur von Zahnfehlstellungen.



## transparent

Sie können unbeschwert sprechen und lachen.

## komfortabel

Die Schiene ist angenehm glatt, ohne Brackets oder Drähte.

# Die dynamische Drei-Stufen-Lösung

Sie können jeden Tag der Therapie genießen, da bei jedem Bewegungsschritt sanft von einem weichen, zu einem mittleren, zu einem harten Aligner gewechselt wird. Es sind in der Regel keinerlei Gewöhnungsschmerzen zu erwarten. Die Ausrichtung Ihrer Zähne und das Lächeln verbessern sich allmählich durch die schrittweise Erhöhung der Aligner-Stärke. Die einzigartige dreistufige Lösung von TrioClear™ ermöglicht mehr Bewegung pro Schritt als andere Systeme. Der häufigere Wechsel der Clear Aligner sorgt für Sicherheit und eine bessere Mundhygiene.

	Tragedauer	Aligner Stärke	Vorteil je Stufe
<b>Soft</b>	4 Tage	0,5 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erleichtert den Einstieg mit mehr Komfort</li><li>• Flexibel, dadurch: einfaches Einsetzen und Entfernen</li><li>• Stimuliert den Knochenumbau</li></ul>
<b>Medium</b>	7 Tage	0,6 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhöhte Steifigkeit sichert erste Erfolge</li><li>• Bewegt die Zähne sehr nah an die gewünschte Position</li></ul>
<b>Hart</b>	10 Tage	0,7 mm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erreichen der gewünschten Bewegung</li><li>• Fixiert die Zähne während der Umbau abgeschlossen wird</li><li>• Aligner ist länger haltbar und bleibt länger unversehrt</li></ul>



## Das Alignersystem meines Vertrauens

Aus klar-transparentem, biokompatiblen Material gefertigt, ist die TrioClear™ Schiene kaum sichtbar. Während der Behandlung können Sie weiterhin unbeschwert sprechen und lachen. Das garantiert ein gutes Mundgefühl.

Beim Tragen wird spürbar: Die Schiene ist angenehm glatt und komfortabel, sie kommt ohne Brackets und Drähte aus. Zum Essen und zur Reinigung Ihrer Zähne nehmen Sie Ihren TrioClear™ Aligner einfach heraus und bewahren ihn in der mitgelieferten Box auf.

# Der Ablaufplan zum optimalen Behandlungsergebnis

## 1. Beratung

Besprechen Sie mit Ihrem Arzt Ihre mögliche Behandlung mit dem TrioClear™ System.

## 2. Abformung

Die Abformungen oder Scans Ihres Ober- und Unterkiefers liefern die passgenaue Basis zur Herstellung der Aligner.

## 3. Fertigung der Aligner

Die Schienenherstellung im Labor erfolgt computergestützt, präzise und ganz individuell für Sie.

## 4. Behandlung

Ihr behandelnder Arzt kontrolliert den Fortschritt der Therapie mit TrioClear™ regelmäßig, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Praxisstempel

## Folgen Sie uns auf Facebook & Instagram

 [instagram.com/trioclear.de](https://www.instagram.com/trioclear.de)

 [meine-schönsten-zähne.de](https://www.pinterest.de/meine-schönsten-zähne.de)

 [facebook.com/TrioClear-D-112173407205141](https://www.facebook.com/TrioClear-D-112173407205141)

